

Libertad para moverse

La AirFit N30i ofrece a los pacientes libertad para dormir en su posición favorita y les permite acercarse al máximo a sus parejas en la cama. Su diseño discreto y minimalista incorpora un nuevo concepto de codo, una suave y cómoda almohadilla nasal, y un arnés autoajustable que permiten al paciente moverse y soñar manteniendo un ajuste estable durante toda la noche.



Ajuste estable

El armazón autoajustable SpringFit es rápido de ajustar y se mantiene en su sitio durante toda la noche, incluso cuando sus pacientes se mueven durante el sueño.

Diseño cómodo

El suave forro integrado complementa el diseño minimalista del armazón aportando ligereza. Todo el diseño ha sido pensado para maximizar la comodidad del paciente.

Chasis de apoyo

El chasis de su almohadilla ofrece soporte adicional para cargas frontales y laterales, permitiendo un sellado estable incluso en pacientes que duermen de forma activa.

Membrana para septo nasal

Asegura un ajuste intuitivo y proporciona un sellado estable para cada tipo de nariz.

Conexión para libertad de movimientos

Aunque de apariencia simple, el sofisticado codo de liberación rápida facilita la conexión y desconexión durante la noche, y permite una rotación 360° para mayor libertad de movimientos.

Ajuste rápido y preciso

El minucioso diseño del armazón, permite que la N30i se adapte perfectamente a cada anatomía facial con estabilidad pero siendo de las más ligeras del mercado.

Diseño discreto bajo la nariz

La discreta almohadilla nasal se coloca debajo de la nariz, al tiempo que le provee de un tratamiento eficaz y un sellado óptimo.

Almohadilla curvada

El diseño curvo y esponjoso de la almohadilla se adapta perfectamente a la forma de la nariz. La parte central es fina y suave para no irritar las zonas más sensibles, mientras que las paredes laterales son más gruesas para favorecer la estabilidad.



Simplifique su negocio

La AirFit N30i tiene un diseño pensado para minimizar el tiempo de colocación y ajuste, y facilitar la gestión de stock. En los packs de inicio vienen dos tamaños de armazón y dos tallas de almohadillas que ofrecen un ajuste óptimo para la gran mayoría de los pacientes. Además dispone de dos tallas adicionales de almohadillas que la convierten en la mascarilla con más opciones para adaptarse a distintos tamaños de nariz. Simplifique su logística y ayude a sus pacientes a sentirse cómodos y con libertad de movimientos gracias al contacto mínimo de la N30i.

Sólo dos packs de inicio para simplificar la gestión de stock

AirFit N30i pack de inicio Standard (63815)

Se incluye:


- AirFit N30i armazón: M
- Arnés
- Almohadillas: S, M

Armazón SpringFit
63840 (M)
63841 (S)

Almohadilla
63812 (W)
63810 (SW)
63811 (M)
63813 (S)

Codo
63842

Arnés
63814



Instrucciones de Ajuste

La AirFit N30i dispone de 4 tallas de almohadillas intercambiables - pequeña (S), mediana (M), ancha pequeña (SW) y ancha (W).

Su diseño modular, permite que una almohadilla de cualquier talla, encaje fácilmente en el mismo armazón, de forma que se puedan intercambiar entre ellas para mayor flexibilidad.

Le recomendamos usar el medidor de mascarillas que viene en el paquete para evaluar qué tamaño de almohadilla nasal es la que se ajusta mejor a cada paciente.

Referencias

AirFit N30i	con codo QuietAir
	Referencia
AirFit N30i: Pequeña	63816
AirFit N30i: Mediana	63815

