



**ResMed**

**AirFit™** N30i P30i

## Libertad de movimiento

Las mascarillas de ResMed AirFit N30i y AirFit P30i ofrecen a sus pacientes la libertad de dormir en cualquier posición y acercarse al máximo a sus parejas en la cama. Ambas mascarillas incorporan un diseño discreto y minimalista con conexión de tubo de aire en la parte superior para mayor comodidad, y un armazón autoajustable SpringFit que confiere un ajuste estable durante toda la noche.<sup>1,2</sup>



### Ajuste estable

El armazón autoajustable SpringFit se ajusta rápidamente y se mantiene en su sitio cómodamente durante toda la noche<sup>1,2</sup>, aunque el paciente se mueva durante el sueño.

### Comodidad integrada

El suave forro integrado complementa el diseño minimalista del armazón aportando ligereza. Todo el diseño ha sido pensado para maximizar la comodidad del paciente.<sup>3</sup>

### Diseño discreto bajo la nariz

Su discreta almohadilla nasal se sitúa bajo la nariz, mejorando el campo de visión del paciente durante la terapia a la vez que proporciona un tratamiento efectivo y un sellado óptimo.

### Membrana para septo nasal

Asegura un ajuste intuitivo y proporciona un sellado estable para cada tipo de nariz durante toda la noche.<sup>1</sup>

### Conexión para libertad de movimientos

Aunque de apariencia simple, el sofisticado codo de liberación rápida facilita la conexión y desconexión durante la noche, y permite una rotación 360° para mayor libertad de movimientos.

### Ajuste rápido y preciso<sup>1,2</sup>

El municioso diseño del armazón le permite adaptarse perfectamente a cada anatomía facial con estabilidad pero siendo de las más ligeras del mercado.

### Soporte de refuerzo

Esta pieza integrada proporciona un soporte adicional para las cargas frontal y laterales, haciendo que el ajuste sea estable incluso para los pacientes más activos.

### Almohadilla curvada

El diseño curvo y esponjoso de la almohadilla se adapta perfectamente a la forma de la nariz. La parte central es fina y suave para no irritar las zonas más sensibles, mientras que las paredes laterales son más gruesas para favorecer la estabilidad.



# Simplifique su negocio



Las mascarillas AirFit N30i y AirFit P30i comparten el mismo diseño modular para **minimizar el tiempo de ajuste y facilitar la gestión de stock**. Sólo hay dos tallas de armazón y una talla de arnés. Cada mascarilla viene con dos tallas de almohadillas, para que se ajusten perfectamente a la gran mayoría de los pacientes. Y para asegurarnos que existe una opción para todos, las almohadillas de la N30i están también disponibles en versión ancha, y existe una talla grande para la P30i.



### Tecnología QuietAir

El aire exhalado se dispersa suavemente para limitar el ruido.<sup>2</sup> Este sistema incorpora una malla que amortigua el ruido, emitiendo solo 21 dBA<sup>4</sup> de nivel de sonido para que el ambiente en el dormitorio sea relajado.

La tecnología de doble pared realiza una doble función, proporcionando comodidad a la vez que un sellado fiable.<sup>2</sup> La almohadilla queda sellada al contacto y el aire se libera suavemente.



## Sólo dos packs starter para facilitar la gestión de stock

### AirFit N30i Pack starter estándar (63815)

Incluido en este pack:  
 - Armazón estándar  
 - Arnés  
 - Almohadillas: S, M

### AirFit P30i Pack starter estándar (63865)

Incluido en este pack:  
 - Armazón estándar  
 - Arnés  
 - Almohadillas: S, M




### AirFit N30i Pack starter pequeño (63816)

Incluido en este pack:  
 - Armazón pequeño  
 - Arnés  
 - Almohadillas: S, M

### AirFit P30i Pack starter pequeño (63866)

Incluido en este pack:  
 - Armazón pequeño  
 - Arnés  
 - Almohadillas: S, M



**Europa 1:** Inglés, alemán, francés, italiano, holandés, sueco, noruego, finés, danés, español, portugués, checo, polaco y árabe.

1 Estudio clínico externo realizado a 24 pacientes de ResMed durante 7 días, entre el 21/02/2018 y el 12/03/2018. Datos de archivo; ID A4320645.  
 2 Estudio clínico externo realizado a 23 pacientes de ResMed durante 14 días, entre el 30/05/2018 y el 22/06/2018. Datos de archivo; ID A4387859.  
 3 Estudio externo sobre ajuste a 37 pacientes de ResMed y externos, realizado entre el 09/04/2018 y el 20/04/2018. Datos de archivo; ID A4327753.  
 4 Potencia de sonido de 21 dBA - Guía de usuario de AirFit P30i, ResMed Ltd 2018. ID A4461185.