

Nuestra mascarilla nasal más suave¹

La AirTouch N20 es una mascarilla nasal con una almohadilla de espuma viscoelástica diseñada para proporcionar a los pacientes una nueva experiencia de confort.

Compatible con la mascarilla AirFit™ N20², la almohadilla AirTouch N20 es una buena solución para ofrecer a sus pacientes comodidad cotidiana u ocasional.³

La AirTouch N20 también está diseñada para proporcionar un buen sellado en un amplio rango de presiones terapéuticas⁴, lo que permite su uso tanto con una CPAP como con un equipo de VNI.

Arnés suave y blandito

Específicamente diseñado para una mayor suavidad, el arnés ayuda al paciente a adaptarse rápidamente al tratamiento y/o a mejorar su adherencia.

Sellado cómodo

La almohadilla de espuma viscoelástica permite proporcionar un buen sellado en un amplio rango de presiones,⁴ limitando al mismo tiempo las marcas rojas alrededor de la nariz.²

Armazón modular

Diseñado para que la almohadilla de espuma viscoelástica pueda intercambiarse fácilmente por una de silicona.

Clips magnéticos⁵

Para guiar el arnés al armazón y ajustar la mascarilla de forma rápida, fácil y precisa.


Tubo flexible

La flexibilidad del tubo corto permite absorber los movimientos del paciente para que se puedan mover más fácilmente.





Referencias del producto



Las diferentes tallas de la mascarilla

Talla	S	M	L
Referencia	63909	63911	63912

1 A 1 de febrero de 2020.

2 Manual de usuario AirTouch N20, ResMed Pty Ltd 2019. ID A4670547.

3 Estudio clínico externo de ResMed a 26 pacientes durante 7 noches, realizado entre el 15/03/2018 y el 05/04/2018. Datos en el archivo; ID A4575326.

4 La AirTouch N20 ese ha validado a presiones de terapia de 4 a 30 cm H₂O – Manual de usuario AirTouch N20, ResMed Pty Ltd 2019. ID A4670547.

5 El uso de mascarillas con componentes magnéticos está contraindicado en pacientes con un clip hemostático metálico implantado en la cabeza para reparar un aneurisma y/o astillas metálicas en uno o ambos ojos.

Distribuido por: ResMed LTD Sucursal España, Parque Emp. La Finca - Paseo Club Deportivo 1, Edif.17 - 28223 Pozuelo de Alarcón Madrid, España.

AirTouch y AirFit son marcas comerciales de ResMed Pty Ltd. La mascarilla nasal AirTouch N20 está destinada a pacientes de más de 30 kg a los que se les ha prescrito una terapia de presión positiva no invasiva, como la CPAP o la terapia de doble presión. La mascarilla AirTouch N20 está diseñada para su uso múltiple por un solo paciente en el hogar o en un entorno médico - Dispositivo médico de clase IIa - Evaluación de conformidad por TÜV0123 - Lea atentamente el manual de usuario suministrado con el dispositivo. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

© 2020 ResMed Pty Ltd. 10111889/1 04-2020