



¿Qué Z1 es adecuada para usted? Z1 CPAP Z1 Auto

Modo de presión fija	●	●
Modo de presión autoajustable		●
Función de parada automática	●	
Función de inicio/parada automática		●
Aprobado para uso en vuelo	●	●
Compatible con datos PC	●	●
Compatible con datos móviles		●
Rango de presión 4-20 cm H ₂ O	●	●
Rampa 0-45 minutos	●	●
Función comodidad Z-Breathe®	●	●
Qtube incluido*	●	●
No requiere mascarilla especial	●	●
Tensión autoajustable para viajar por el mundo (100-240 V)	●	●
Peso: Z1 Auto: 299 g, Z1 CPAP: 292 g		
Dimensiones: 16,5x8,4x5,1 cm		

La batería totalmente integrada portátil PowerShell®.
El accesorio PowerShell® opcional es una solución totalmente integrada de batería a la CPAP que proporciona una noche de sueño entera con una sola carga. No requiere cables.



Especificaciones de batería

Capacidad de batería	99,4 Wh
Temperatura de funcionamiento	5°-35 °C

Baterías modulares

¿Necesita más noches de alimentación no conectada a la red? Compre un módulo de batería adicional. Boom. Diviértase.



Aplicación móvil Nitelog™

Exclusivamente para Z1™ Auto

¿Le interesan sus datos de sueño? Descargue la aplicación Nitelog™ en iTunes App Store® o Google™ play y tenga todos sus datos de sueño disponibles al alcance de sus dedos. Nitelog utiliza el chip Bluetooth integrado de Z1™ Auto para sincronizar sus datos de forma inalámbrica, por lo que es muy fácil de configurar y utilizar. Nitelog también permite compartirlos por correo electrónico para que pueda enviar fácilmente sus datos a su médico.

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Bluetooth™

BREAS

Breas Medical AB · Företagsvägen 1 · SE-435 33 Mölnlycke · Suecia
Teléfono +46 31 86 88 00 · breas.com

Z1™ auto

Ultrapequeño, CPAP portátil



© 2019 Breas Medical: todos los derechos reservados. Breas Medical se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y características que aquí se muestran, o interrumpir el suministro del producto descrito en cualquier momento sin aviso previo ni obligación de ningún tipo. Para obtener la información más reciente, póngase en contacto con su representante de Breas. Breas y el logotipo de Breas son marcas registradas de Breas Medical AB. COR-SAL-MAR-001112-Rev5

Z1™ auto

Viva sus aventuras desconectado de la red

Tanto si necesita el Z1 CPAP de presión fija como el Z1 Auto autoajustable, puede llevarse su CPAP adonde quiera que vaya.

El PowerShell® opcional con una duración de la batería prolongada proporciona alimentación por batería para una noche entera con una sola carga. Es ideal para ir de acampada o a cualquier lugar donde el acceso a la corriente sea limitado.

Viaje a cualquier lugar del mundo

Los dos Z1s cumplen la FAA para el uso en vuelo. Vienen con suministros de tensión autoajustables que le permiten conectarse en cualquier toma del mundo con tan solo añadir un adaptador de enchufe..

